



Aspiratore TOBI Manuale

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28220

EAN / GTIN 8023279282207

Confezione 1

ASPIRATORE TOBI MANUALE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Peso: 1,15 kg
- Dimensioni: 225x165x85 mm
- Aspirazione max -0,40 bar
- Portata: 22 l/min
- Capacità vaso: 0,4 l

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8023279282207

CODICE GEF

28220



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697