



Coperchio + Valvola per Vaso

2 varianti

Codice GEF (SKU) **28223**

EAN / GTIN **8023279282238**

Confezione **1**

Coperchio per vaso 4 l - Autoclavabile fino a 121°C - Compatibile con 28228

VARIANTI / FORMATI DISPONIBILI

CODICE GEF / SKU	CAPACITÀ	EAN	CONFEZIONE
28223	4 Litri	8023279282238	1
28225	5 Litri	8023279282252	1

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282238

CODICE GEF

28223



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697