



COPERCHIO + VALVOLA per vaso 5 LITRI (28221)

Codice GEF (SKU) **28225**

EAN / GTIN **8023279282252**

Confezione **1**

Coperchio per vaso 5 l - Autoclavabile fino a 121°C - Compatibile con 28221 Vasi autoclavabili con valvola di troppopieno. Dotati di coperchio avvitabile con maniglia per facilitare la presa, guarnizione autoclavabile in silicone per la chiusura ermetica, valvola di troppopieno integrata nel coperchio, scala graduata trasparente in ml con intervalli di 100 o 200 ml. Adatti per sistemi centrali di vuoto e per aspiratori. Disponibili in due tipi di policarbonato, Makrolon® and Apec®.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282252

CODICE GEF

28225



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697