



FILTRO ASPIRATORI per Clinic, Super Vega carr. Connettore 11mm

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28239

EAN / GTIN 8023279282399

Confezione 1

Filtro antibatterico idrofobico Compatibile con SuperVega su carrello, Clinic, Clinic Plus

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A0680EAN / GTIN
8023279282399CODICE GEF
28239

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697