



Aspiratore Supervega 118 A Bateria Per Ambulanza

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28240

EAN / GTIN 8054619104507

Confezione 1

ASPIRATORE SUPERVEGA 118 A BATTERIA per ambulanza

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
- Alimentazione: - Batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min
- Ricarica da staffa di supporto
- Vuoto max (regolabile): -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
- Potenza aspirazione: 36 l/m
- Dimensioni: 35x19x15 cm Peso: 2,7 kg
- Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)
- Rumorosità min/max: 54,7/68,2 dBA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8054619104507

CODICE GEF

28240



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697