



# Aspiratore Superverga 118 A Batteria

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28241

EAN / GTIN 8054619104514

Confezione 1

ASPIRATORE A BATTERIA SUPERVEGA 118 Superverga 118 e Superverga Evo sono dispositivi medici elettrici portatili per l'aspirazione di fluidi nasali, orali e tracheali negli adulti o nei bambini. Due o tre modalità di funzionamento: alimentazione 100-240 V (solo 28183 e 28241), adattatore auto 12 V o batteria interna ricaricabile. Dotati di motore brushless a lunga durata che elimina ogni genere di odore e residuo di carbone. Funzione PROXIMITY: IL DISPOSITIVO SI ACCENDE/SI SPEGNE SENZA TOCCARLO Questa funzione previene ed evita il rischio di contaminazione crociata tra i pazienti.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Motore: pompa a pistone senza olio e senza manutenzione
- Alimentazione: - Batteria al litio interna ricaricabile (14,8 V - 5,2 A) - Autonomia 70 min - Adattatore auto-ambulanza (12 V - 4 A) - Adattatore CA/CC 110-240 V, 50-60 Hz
- Vuoto max (regolabile): -0,75 Bar; -75 kPa; -563 mmHg
- Potenza aspirazione: 36 l/m
- Dimensioni: 35x19x15 cm Peso: 2,7 kg
- Ciclo di lavoro: non stop (solo tramite corrente o 12 V)
- Rumorosità min/max: 54,7/68,2 dBA

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8054619104514

CODICE GEF

28241



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697