



BATTERIA RICAMBIO PER SUPERTOBI (28240) e SUPERVEGA (28243 fino a s.n.2141)

Codice GEF (SKU) 28242

EAN / GTIN 8023279282429

Confezione 1

Batteria di ricambio per aspiratori SUPER VEGA (cod. 28243 fino a s.n. 2141) e TOBI (cod. 28240).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282429

CODICE GEF

28242



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697