

GEF Medica

Aspiratore Aspeed - 230V Doppia Pompa

Codice GEF (SKU) 28245

Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad alte prestazioni. Dotati di protettore termico di sicurezza, non richiedono manutenzione o lubrificazione. Una valvola antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante, danneggiandola. Ideali per uso ambulatoriale. Made in Italy. • Aspeed 22 I • Alimentazione: 230 V • Pompa: doppia • Struttura: metallo

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspiratori elettrici a pistone a ciclo continuo, durevoli e ad alte prestazioni. Dotati di protettore termico di sicurezza, non richiedono manutenzione o lubrificazione. Una valvola antireflusso impedisce, durante l'utilizzo del sistema, che liquidi o secrezioni aspirate arrivino alla pompa aspirante, danneggiandola. Ideali per uso ambulatoriale. Made in Italy.
- Aspeed 22 I
- Alimentazione: 230 V
- Pompa: doppia
- Struttura: metallo

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28245



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697