

Aspiratore Supervega 16l/m A Batteria Con Pedale Scocca

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28247

EAN / GTIN 8054619107492

Confezione 1

ASPIRATORE SUPERVEGA 16l/m A BATTERIA con pedale scocca

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Potenza aspirazione: 16 litri d'aria/min
- Aspirazione max: -0.75 bar (563 mm/Hg)
- Tensione di funzionamento: 100-240 V - 50/60 Hz
- Autonomia batteria: circa 80 min
- Tempo di ricarica: 240 minuti
- Rumorosità: 63 dBA
- Dimensioni - Peso: 350x210x180 mm - 3,5 kg
- Norme: Classe II Tipo BF, EN 60601-1-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-11, 93/42 CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8054619107492

CODICE GEF

28247

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697