



# BATTERIA RICAMBIO PER SUPERVEGA 30 I (28190) e 28243 (da s.s. 3000)

Codice GEF (SKU) 28251

EAN / GTIN 8023279282511

Confezione 1

Batteria di ricambio per aspiratore Super Vega 36 L (cod. 28190) e Super Vega 16 L (28243 da s.n. 3000).

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282511

CODICE GEF

28251



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697