



ADATTATORE CATETERE per TOBI e SUPERTOBI

Codice GEF (SKU) 28252

EAN / GTIN 8023279282528

Confezione 1

Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282528

CODICE GEF

28252



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697