



ADATTATORE CATETERE per CLINIC, HOSPITAL e MAXI ASPEED

Codice GEF (SKU) **28253**

EAN / GTIN **8023279282535**

Confezione **1**

Adattatore per collegare il catetere al tubo in silicone.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282535

CODICE GEF

28253



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697