



FILTRO RICAMBIO per aspiratori linea ASPEED

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28255

EAN / GTIN 5060120953155

Confezione 1

Filtro antibatterico 99% idrofobico, ricambio per aspiratori linea ASPEED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
A0680EAN / GTIN
5060120953155CODICE GEF
28255

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697