

GEF Medica

ADATTATORE CATETERE per aspiratore ASPEED

Dispositivo medico

Classe I S

Codice GEF (SKU) 28257

EAN / GTIN 4034342046040

Confezione 1

Adattatore per collegare le sonde al tubo in silicone per ASPEED -
Conf. 100 pz.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
ISCND
A0701EAN / GTIN
4034342046040CODICE GEF
28257ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697