



VASO PER SACCHE MONOUSO ASPEED 1 litro

Codice GEF (SKU) **28258**

EAN / GTIN **8023279282580**

Confezione **1**

Vaso autoclavabile da 1 litro, con coperchio per ASPEED

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282580

CODICE GEF

28258



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697