



SET CANNULE ASPIRAZIONE UTERINA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) **28260**

EAN / GTIN **8023279282603**

Confezione **1**

Set di 7 cannule di aspirazione uterina per aborto, in ottone cromato: -
4 cannule con foro laterale (Ø 5, 6, 8, 9 mm) - 3 cannule con foro
frontale (Ø 7, 10, 11 mm) - 1 manico

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L030101

EAN / GTIN

8023279282603

CODICE GEF

28260



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697