



KIT DI CONVERSIONE PER ASPEED

Codice GEF (SKU) **28261**

EAN / GTIN **8023279282610**

Confezione **1**

Kit di conversione per utilizzo con vaso 1 L (28258) - con ASPEED prodotti prima del 2007

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282610

CODICE GEF

28261



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697