



CANNULA DI ASPIRAZIONE "BIERER" 8 mm

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28262

EAN / GTIN 8023279282627

Confezione 1

Tubi di aspirazione in acciaio Bierer Ø 8 mm. Forniti con connettore rimovibile. Per aspiratori di ogni marca.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

L030101

EAN / GTIN

8023279282627

CODICE GEF

28262



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697