



VUOTOMETRO PER CLINIC PLUS, HOSPIPLUS, HOSPITAL

Codice GEF (SKU) 28277

EAN / GTIN 8023279282771

Confezione 1

Vuotometro Ø 60 mm - ricambio Compatibile con Clinic Plus, Hospital, Hospi Plus

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279282771

CODICE GEF

28277



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697