



Aspiratore Chirurgico Aspeed 2

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28281

EAN / GTIN 8033717011399

Confezione 1

ASPIRATORE CHIRURGICO ASPEED 2

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 230 V-50 Hz
- Capacità del vaso: 1 l
- Alto vuoto: Flusso forte
- Flusso d'aria: 22 l/min
- Livello vuoto regolabile: 0÷ -0,85 bar (0÷ -85 kPa)
- Peso: 3,4 kg
- Materiale struttura: plastica
- Rumorosità: 63 dBA

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8033717011399

CODICE GEF

28281



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697