



Aspiratore MINI Aspeed EVO Battery 1 Litro

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28282

EAN / GTIN 8033717011283

Confezione 1

ASPIRATORE MINI ASPEED EVO BATTERY 1 litro

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione funzionamento: con batteria interna CC 12 V - 4 Ah da rete 100÷240 V ~ 50/60 Hz - 14 VCC 4,28A
- Consumo: max 50 W
- Autonomia batteria: circa 45 minuti, tempo di ricarica circa 6 ore
- Dimensioni: 134x378xh 263 mm
- Peso: 4,7 kg
- Capienza del vaso: 1 l
- Flusso: 30 litri/min
- Livello di rumorosità: 65 dBA a 1 m
- Cicli di funzionamento: continui (45 min di autonomia della batteria)
- Aspirazione max: 0 ± 85 kPa
- Norme: DDM 93/42/CEE (Classe IIa - allegato IX) EN60601-1(IEC 60601-1) / EN60601-1-2 (IEC 60601-1-2)
- UNI EN ISO 10079-1/ UNI CEI EN ISO 14971
- Livello di protezione contro l'ingresso di liquidi: IP21
- Classe IIa - Tipo BF

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

Ila

CND

Z120105

EAN / GTIN

8033717011283

CODICE GEF

28282



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - PIVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. **0573 1944697** - gefmedica.it