

GEF Medica

Sacca Monouso 3 Litri con Coperchio

Codice GEF (SKU) 28287

Recipiente monouso 3 l coperchio + sacca - conf. 50 pz. Compatibile con 28274 SACCHE MONOUSO FLOVAC® Sacca monouso in polietilene, filtro idrofobico, sistema di troppopieno, contenitore riutilizzabile con scala graduata in ml con intervalli di 50 ml.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Recipiente monouso 3 l coperchio + sacca - conf. 50 pz.
- Compatibile con 28274
- SACCHE MONOUSO FLOVAC®
- Sacca monouso in polietilene, filtro idrofobico, sistema di troppopieno, contenitore riutilizzabile con scala graduata in ml con intervalli di 50 ml.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28287



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697