



Aspiratore MAXI Aspeed 60 Litri 2 Vasi Da 4 Litri + Pedale 230V

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28288

EAN / GTIN 8033717011344

Confezione 1

ASPIRATORE MAXI ASPEED 60 litri 2 vasi da 4 litri + pedale 230V

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione operativa: 230 V - 50/60 Hz (110 V-60 Hz disponibile su richiesta)
- Flusso: 60 L/min
- Ciclo operativo: Continuo
- Livello di vuoto regolabile: 0-0,90 bar (0-90 kPa)
- Dimensioni: 470 x 580 x h 560 mm
- Peso: 15 kg

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8033717011344

CODICE GEF

28288



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697