



Aspiratore Maxi Aspeed 90 Litri - 2 Vasi da 4 Litri - 230V

Codice GEF (SKU) 28291

ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED • Maxi Aspeed 90 I • Vaso: 2x4 l • Alimentazione: 230 V • Pedale: NO • Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): SI Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e negli ospedali. Facili da maneggiare Dotati di 4 ruote antistatiche con freni e maniglia telescopica. Ideati per spostamenti continui Costruiti in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza. Regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Forniti con 2 vasi in polycarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES). Made in Italy.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ASPIRATORI CHIRURGICI MAXI ASPEED
- Maxi Aspeed 90 I
- Vaso: 2x4 l
- Alimentazione: 230 V
- Pedale: NO
- Regolatore direzione flusso (consente di indirizzare i liquidi aspirati verso uno dei due contenitori): SI Aspiratori chirurgici per aspirare le secrezioni corporee nei blocchi operatori e negli ospedali. Facili da maneggiare Dotati di 4 ruote antistatiche con freni e maniglia telescopica. Ideati per spostamenti continui Costruiti in plastica molto resistente al caldo e con isolamento elettrico in conformità con le ultime norme europee in materia di sicurezza. Regolatore di vuoto con vacuometro BAR/PSI e direzione automatica del flusso per poter passare facilmente da un vaso all'altro. Forniti con 2 vasi in polycarbonato autoclavabili con valvola di sicurezza (protezione contro il troppo pieno), set di tubi in silicone sterilizzabili non tossici, filtri antibatterici idrofobici (2) e manuale d'uso multilingue (GB, FR, IT, DE, ES). Made in Italy.

CODICE GEF

28291



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare;
verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it