



MAGNETOTERAPIA MAG 700

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28296

EAN / GTIN 8019781472205

Confezione 1

MAG 700 MAGNETOTERAPIA - 1 canale - 11 programmi Nuovo dispositivo di magnetoterapia portatile ideale per l'utilizzo a domicilio. MAG 700 offre un risultato professionale di alto livello ed è utile per il trattamento di numerose patologie. I suoi accessori di base consentono una terapia pratica e comoda a domicilio. MAG 700 presenta 7 programmi pre-impostati per la cura di diverse patologie, 3 programmi identificati dalla frequenza di funzionamento (da 5 a 20 Hertz) e un programma di autoscansione a variazione continua di frequenza per trattare i tessuti morbidi e duri simultaneamente. Possibilità di regolare l'intensità del campo magnetico per tutti i programmi fino a 70 Gauss. Le frequenze di funzionamento sono tra 5 e 100 Hertz. Fornito con cintura elastica per terapia con 2 solenoidi, alimentatore, borsa per il trasporto e manuale d'uso (GB, FR, IT, ES). Su richiesta DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 11 PROGRAMMI
- 7 programmi pre-impostati:
 - Osteoartrosi
 - Osteoporosi
 - Artrite
 - Fratture
 - Dolori articolari
 - Dolori muscolari
 - Anti-infiammatorio
- 3 frequenze:
 - 5 Hz
 - 10 Hz
 - 20 H
- Autoscansione

CLASSE DM

II A

CND

Z120606

EAN / GTIN

8019781472205

CODICE GEF

28296



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it