



MAGNETOTERAPIA A BASSA FREQUENZA ORTHOMAG

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28298

EAN / GTIN 8019781011015

Confezione 1

ORTHOMAG kit magnetoterapia a bassa frequenza Dispositivo professionale di magnetoterapia a bassa frequenza (CEMP) utilizzabile ovunque. Pratico, leggero e adattabile alla forma del corpo del paziente. Funziona sia a batteria per utilizzo esterno, sia a corrente elettrica per utilizzo domiciliare. Orthomag comprende 2 programmi (75 Hz e 50 Hz) studiati appositamente per le patologie dei tessuti ossei, i problemi alle articolazioni e i dolori generici. Fino a 25 Gauss per programma. Fornito con batteria al litio ricaricabile 3,7 V 900 mAh, caricatore da parete (cavo 1,5 m), applicatore universale flessibile (cavo 1,5 m), magneti per test di emissione, 2 fasce elastiche (S e L), borsa per il trasporto, manuale (GB, FR, IT, ES). • Osteogenesi • Biostimolazione • Gestione dolori

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z120606EAN / GTIN
8019781011015CODICE GEF
28298

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697