



# UTC<sub>2</sub> ULTRASUONI+ELETTROTERAPIA

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) **28301**EAN / GTIN **8023279283013**Confezione **1**

UTC 2 AUTOMATIC Unità programmabile per il collegamento di trasduttori ultrasonici con frequenze da 1 a 3 MHz e 2 canali di elettroterapia. Ultrasuoni continui o modulati, con intensità e tempo di erogazione programmabili, per la termoterapia profonda atta a trattare varie patologie. I manipoli trasduttori sono utilizzabili in immersione. Dispone di correnti elettroterapeutiche diadinamiche, faradiche, galvaniche, impulsive, T.E.N.S. e bipolari. - touchscreen ad alta luminosità - comandi tramite manopola, tastiera o touchscreen - ampia gamma di protocolli preimpostati - programmi personalizzati - manipoli multifrequenza - riconoscimento automatico dell'accessorio connesso - emissione continua o pulsata - programmazione in sequenza del trattamento per ogni canale - canali indipendenti - il sistema di controllo di sicurezza disattiva la corrente in caso di distacco accidentale degli elettrodi Software in 6 lingue: GB, FR, IT, ES, DE, PT Made in Italy.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza in uscita (MHz): 1,0 - 3,0
- Intensità max (W/cm<sup>2</sup>): 3,0
- Canali ET: 2
- Alimentazione in entrata (VA): 70
- Massima corrente continua (mA): 30
- Massima corrente impulsiva (mA): 70
- Tensione max in uscita (Vcc): 100
- Alimentazione (Vca/Hz): 90-240 / 50-60

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**II A**CND  
**Z120610**EAN / GTIN  
**8023279283013**CODICE GEF  
**28301**

### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697