



Manipolo Ultrasuoni 1-3 Mhz - Diametro 15 Mm

Codice GEF (SKU) **28302**

EAN / GTIN **8033638326466**

Manipolo ultrasuoni 1-3 MHz Ø 15 mm. Per UTC 2 (codice 28301).

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Manipolo ultrasuoni 1-3 MHz Ø 15 mm. Per UTC 2 (codice 28301).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033638326466

CODICE GEF

28302



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697