



Cavo Collegamento per UTC2 - Elettroterapia

Codice GEF (SKU) 28303

EAN / GTIN 8033638326978

CAVO DI CONNESSIONE per elettroterapia - ricambio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- CAVO DI CONNESSIONE per elettroterapia - ricambio

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8033638326978

CODICE GEF

28303



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697