

ELETTRODI IN GOMMA A CLIP 45x60 mm per UTC2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28305

EAN / GTIN 8033003269879

Confezione 1

Elettrodi in gomma con attacco clip 45 x 60 mm. Per UTC 2 (codice 28301).

DATI REGOLATORI - DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033003269879

CODICE GEF

28305



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica - verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697