



IONO BASE PLUS 2 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28306

EAN / GTIN 8023279283068

Confezione 1

IONO BASE PLUS 2 canali

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di alimentazione: 230 V - 50/60 Hz
- Dimensioni: 138x68x193 mm
- Potenza massima assorbita: 10 VA
- Corrente max di uscita: 20 mA
- Classe: II BF - 93/42/CEE

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120601

EAN / GTIN

8023279283068

CODICE GEF

28306



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697