



ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28309

EAN / GTIN 8019781472175

Confezione 1

ULTRASUONOTERAPIA MIO-SONIC Dispositivo innovativo ed efficiente adatto per uso domiciliare e professionale. Ideale per contratture muscolari e rigidità articolari. Compatto, altamente performante, piccolo, leggero e facile da utilizzare. La sua leggerezza e la sua maneggevolezza ne consentono un utilizzo continuo senza difficoltà. Mio Sonic è adatto nei seguenti ambiti: • trattamenti antidolorifici; • infortuni sportivi; • trattamenti estetici. Fornito con flacone di gel, borsa per il trasporto, alimentatore medicale e manuale multilingue: GB, FR, IT, ES. Su richiesta DE.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- 9 programmi;
- ultrasuoni 1 MHz, potenza massima 6,4 W, intensità massima 1,6 W/cm²;
- Fascio ultrasonico collimato per una penetrazione ottimale;
- 3 livelli di intensità del fascio ultrasonico: 0,08 W/cm² (basso) - 0,8 W/cm² (medio) - 1,6 W/cm² (alto);
- Alimentazione 100-240V, 50/60 Hz;
- Dispositivo per contatto diretto (non adatto all'immersione in acqua)
- Dimensioni-peso: 200x47x69 mm - 190 g

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM
II ACND
Z120610EAN / GTIN
8019781472175CODICE GEF
28309

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697