



# Magnetoterapia MAG 2000 PLUS 2 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28311

EAN / GTIN 8019781472045

Confezione 1

MAGNETOTERAPIA MAG 2000 PLUS 2 canali

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- 45 PROGRAMMI 20 programmi pre-impostati:
- Osteoporosi
- Artrosi
- Artrite
- Artrosi cervicale
- Dolori articolari
- Cervicalgie
- Distorsioni
- Fratture
- Epicondilite
- Epirocite
- Contusioni intercostali
- Lombalgia
- Artrosi del ginocchio
- Mal di schiena
- Artrosi della spalla
- Periartrite
- Coxartrosi
- Atrofie muscolari
- Contratture muscolari
- Osteonecrosi 14 frequenze di lavoro + Autoscan:
- 1 Hz
- 3 Hz
- 5 Hz
- 10 Hz
- 15 Hz

- 20 Hz
- 30 Hz
- 40 Hz
- 50 Hz
- 60 Hz
- 70 Hz
- 80 Hz
- 90 Hz
- 100 Hz
- Autoscan 10 MEMORIE

#### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

**Ila**

CND

**Z120606**

EAN / GTIN

**8019781472045**

CODICE GEF

**28311**



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1  
[info@gefmedica.it](mailto:info@gefmedica.it) - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](https://www.gefmedica.it)