

GEF Medica

Cintura Terapeutica Elastica con 3 Solenoidi, per 28314 - Ricambio

Dispositivo medico

Codice GEF (SKU) **28315**
EAN / GTIN **8019781412591**
Confezione **1 pz.**

FASCIA ELASTICA TERAPEUTICA - azzurra - ricambio Cintura con cavo con 3 solenoidi per magnetoterapia a bassa frequenza.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12069099

EAN / GTIN

8019781412591

CODICE GEF

28315

ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697