



COPPIA SOLENOIDI PROFESSIONALI

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28316

EAN / GTIN 8019781472076

Confezione 1

COPPIA DI SOLENOIDI PROFESSIONALI Coppia di solenoidi professionali Ø 11 cm per magnetoterapia ad alta intensità.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12069099

EAN / GTIN

8019781472076

CODICE GEF

28316



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697