

KIT 4 ELETTRODI STIM BASE 2 canali

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28317

EAN / GTIN 8033695723581

Confezione 1

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO - latex free Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive).

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033695723581

CODICE GEF

28317



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697