



Aspiratore Aspeed 3

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28319

EAN / GTIN 8033717010507

Confezione 1

ASPIRATORE ASPEED 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di funzionamento: 230 V - 50 Hz
- Consumo energetico: max 150 VA
- Capacità del vaso: 2 l
- Alto vuoto: basso flusso
- Flusso d'aria: 16 l/min
- Livello vuoto regolabile: 0 ÷ -0,65 bar (0 ÷ -65 kPa)
- Dimensioni: 300x170xh 260 mm
- Peso: 2.3 kg
- Rumorosità: 65 dBA
- Ciclo operativo: continuo
- Classe: II
- Tipo: BF

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120105

EAN / GTIN

8033717010507

CODICE GEF

28319



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697