



## Magnetoterapia Base

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28321

EAN / GTIN 8033638326299

Confezione 1

MT BASE PLUS - magnetoterapia II Magneto Base Plus è un apparato per magnetoterapia a bassa frequenza, progettato e realizzato per applicazioni domiciliari. I principali effetti dei campi magnetici a bassa frequenza sono: Antiedemigeno / Antalgico / Antiflogistico / Rigenerativo e trovano applicazione principalmente in: traumatologia, reumatologia, angiologia, neurologia, dermatologia, endocrinologia. Il campo magnetico prodotto è di tipo impulsivo. L'apparato ha incorporato un generatore di corrente elettrica a onda quadra con frequenza variabile da 10 a 99 Hz e durata dell'impulso variabile in modo da ottenere una intensità di campo predeterminabile da 10 a 80 Gauss. L'apparato incorpora un rilevatore di campo magnetico sonoro e un sistema di sicurezza che blocca l'erogazione in caso di corto circuito.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Forma d'onda di modulazione: quadrata
- Rapporto di emissione massima: 50%
- Campo magnetico regolabile: 10-80 Gauss
- Frequenza di campo: selezionabile da 10 a 99 Hz
- Intensità massima del campo: 80 Gauss (8mT)
- Tensione di alimentazione: 230 V / 50-60 Hz.
- Dimensioni: 193 x 138 x h 68 mm
- Peso: 1 kg
- Classe di sicurezza: II BF - Norme: EN 60601-1 (CEI)

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

IIa

CND

Z120606

EAN / GTIN

8033638326299

CODICE GEF

28321



#### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su [GEFMEDICA.IT](http://GEFMEDICA.IT)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697