



# FASCIA ELASTICA 40x8 cm per elettrodi riutilizzabili

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28330

EAN / GTIN 8033003264966

Confezione 1

FASCE ELASTICHE UNIVERSALI PER ELETTRODI RIUTILIZZABILI  
Fascia elastica - blu - 40x8 cm Fasce elastiche per elettrodi riutilizzabili, pratiche da usare, assicurano una tenuta ferma e stabile. Realizzate in fibre sintetiche (nylon, elastometro, e nylon yarn trasparente) per evitare irritazioni cutanee al paziente. Disponibili in 4 misure per adattarsi alla quasi totalità degli elettrodi riutilizzabili sul mercato.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

C0280

EAN / GTIN

8033003264966

CODICE GEF

28330



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697