



# ELETTRODO GOMMA 50x50 mm ET2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28335

EAN / GTIN 8033003266465

Confezione 1

ELETTRODO GOMMA 50x50 mm - conf. da 10

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033003266465

CODICE GEF

28335



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697