



BUSTA SPUGNA PER ELETTRODI 50x50 mm ET2

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28336

EAN / GTIN 8033695720047

Confezione 1

BUSTA SPUGNA per elettrodi 50x50 mm - conf. da 10

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033695720047

CODICE GEF

28336



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697