



## Magnetoterapia MAG 1000 2 Canali

Dispositivo medico

Classe IIa

Codice GEF (SKU) 28338

EAN / GTIN 8019781472090

Confezione 1

MAGNETOTERAPIA MAG 1000 2 canali

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 20 PROGRAMMI:
- Artrite-Artrosi
- Ecchimosi
- Reumatismi
- Mialgia
- Protesi-dolori articolari
- Tendinite
- Ernia del disco
- Ematomi
- Dolori muscolari
- Epicondilita
- Osteoporosi
- Epitrocleite
- Fratture
- Lombalgia
- Distorsioni
- Contratture muscolari
- Lussazioni
- Applicazione media 2h
- Traumi
- Applicazione lunga 4h

### DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM  
**IIa**

CND  
**Z120606**

**ASSISTENZA E  
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di

EAN / GTIN

**8019781472090**

CODICE GEF

**28338**



conformità su **GEFMEDICA.IT**  
info@gefmedica.it - Tel. 0573  
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su [gefmedica.it](http://gefmedica.it). Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

**GEF Medica** - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1

**info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - [gefmedica.it](http://gefmedica.it)**