



# MATERASSO TAP2000 PER MAGNETOTERAPIA

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28339

EAN / GTIN 8019781101525

Confezione 1

MATERASSO TAP 2000 PER MAGNETOTERAPIA per MAG 2000 TAP 2000 è un materasso che misura 40x40 cm ed è dotato di 2 cavi, ciascuno con 3 solenoidi (in totale 6 solenoidi), ideale per trattamenti di magnetoterapia. Compatibile con dispositivi a campi elettromagnetici pulsati ad alta intensità/bassa frequenza: MAG 2000, MAG 2000 Plus e MAG 2000 Premium. Fornito con cavo di connessione e manuale.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

Z12069099

EAN / GTIN

8019781101525

CODICE GEF

28339



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697