



TENS 9 con Display

Codice GEF (SKU) 28342

TENS 9 - 2 canali TENS tascabile con 2 canali, 9 programmi e 9 intensità regolabili. Attenua i dolori muscolari e stimola la circolazione sanguigna. Frequenza: 2-80 Hz. Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 4 elettrodi. Dimensioni: 128 x 56 x 16 mm Dimensioni LCD: 48 x 25,4 mm Peso: 67 g Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- TENS 9 - 2 canali
- TENS tascabile con 2 canali, 9 programmi e 9 intensità regolabili.
- Attenua i dolori muscolari e stimola la circolazione sanguigna.
- Frequenza: 2-80 Hz.
- Fornito in una custodia di nylon con 2 batterie AAA e 4 elettrodi.
- Dimensioni: 128 x 56 x 16 mm
- Dimensioni LCD: 48 x 25,4 mm
- Peso: 67 g
- Manuale: GB, FR, IT, ES, DE, PT, GR, PL.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CODICE GEF
28342



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697