



CREMA CONDUTTIVA DIATER acido ialuronico

Codice GEF (SKU) **28347**

EAN / GTIN **8023279283471**

Confezione **1**

CREMA CONDUTTIVA DIATER 1 I - acido ialuronico Creme conduttive essenziali, semplici ed efficaci. Ricche di ingredienti attivi riconosciuti nelle terapie muscoloscheletriche, contribuiscono al recupero funzionale degli atleti e ai trattamenti estetici dell'epidermide e del derma. Eccezionale assorbimento e potenziamento delle terapie concentrati sulla porzione di tessuto trattato, con stabilità ed efficacia elevate. Senza parabeni o petrolati. Crema conduttiva a base neutra: idrata e protegge i tessuti; ideale per essere miscelata. Crema conduttiva all'arnica montana: decongestiona e protegge i tessuti. Per infiammazioni acute e croniche di tessuti o articolazioni e per lipodistrofia. Crema conduttiva all'acido ialuronico: restituisce l'equilibrio idrico ai tessuti. Protegge le cartilagini e combatte il catarro e le perdite di tessuto a seguito di traumi. Trattamento di cicatrici, ipotonia e disturbi postoperatori. Ideale per mobilizzazioni passive. Le creme sono contenute in recipienti di PET termoprotetti e fotoprotetti, con tappo, sotto-tappo e dispenser. Solo uso professionale in vari settori: fisioterapia, fisioterapia, chirurgia plastica, estetica, terapia ortodermica, preparazione atletica, massaggio e podologia. Etichetta in: GB, IT, FR, ES. Made in Italy.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279283471

CODICE GEF

28347



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su GEFMEDICA.IT
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697