



# ELETTRODI PREGELLATI 40x40 mm con cavetto

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28351

EAN / GTIN 8033003260692

Confezione 1

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.

## DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033003260692

CODICE GEF

28351



### ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,  
prezzo e documentazione di  
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)  
info@gefmedica.it · Tel. 0573  
1944697