



TERAPIA ULTRASUONI I-TECH UT2 con 2 sonde

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28358

EAN / GTIN 8019781460028

Confezione 1

ULTRASUONOTERAPIA I-TECH UT2 - 2 sonde Apparecchio professionale per ultrasuonoterapia dotato di manopola doppia con sonde di 5 cm² e 1 cm². Questa dotazione, insieme alla memorizzazione dei parametri, lo rendono un dispositivo ideale per l'operatore professionale. È dotato di 10 programmi preimpostati, di cui il professionista può variare in modo autonomo i seguenti parametri di lavoro: - frequenza (1 o 3 MHz) - potenza effettiva (fino a 3 W/cm²) - Duty cycle (10% ÷ 100% con step di 10) - tempo di terapia (fino a 30 minuti) APPLICAZIONI: Tendiniti - Borsiti - Capsuliti - Ematomi organizzati e tessuti cicatriziali - Contratture muscolari/crampi - Nevralgie - Periartrite - Cervicalgia - Sciatalgie/lombalgie - Tunnel carpale - Epicondilite/epitrocleeite - Contusioni - Distorsioni - Condropatie - Massaggio - Cavitazione braccia/addome/gambe/glutei - Acne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tensione di esercizio: 100-240 V, 47/63 Hz, 1,35A, uscita 15V 3A max
- Frequenza ultrasuoni: 1 MHz ± 10% e 3 MHz ± 10%
- Potenza:
- 0,5-10 W ± 20% con ciclo di lavoro = 80% per testina 5 cm²
- 0,5-15 W ± 20% con ciclo di lavoro = 70% per testina 5 cm²
- 0,1-2 W ± 20% con ciclo di lavoro = 80% per testina 1 cm²
- 0,1-3 W ± 20% con ciclo di lavoro = 70% per testina 1 cm²
- Potenza max: 3 W/cm² ± 20% (1 MHz); 3 W/cm² ± 20% (3 MHz)
- Frequenza di funzionamento: 100 Hz
- Ciclo di lavoro: 10%-100% con step di 10%
- Durata max terapia regolabile: 30 minuti
- Area irradiante effettiva 5 cm² ± 20%; 1 cm² ± 20%
- Fascio ultrasonico collimato
- Testina in alluminio
- Adatto per contatto diretto e immersione
- Indicatore a LED
- Dimensioni: 250x185x82 mm

CLASSE DM

II A

CND

Z120610

EAN / GTIN

8019781460028

CODICE GEF

28358



**ASSISTENZA E
DOCUMENTAZIONE**

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it