



TENS MIO-CARE 2 canali

Dispositivo medico

Classe II A

Codice GEF (SKU) 28370

EAN / GTIN 8019781471109

Confezione 1

TENS MIO-CARE - 20 programmi medicali 20 PROGRAMMI 300 APPLICAZIONI - elettrostimolatore a 2 canali indipendenti - generatore di onda quadra bifasica e compensata: nessun effetto termico di polarizzazione - tastiera digitale facile da usare - istruzioni programma e tempo residuo su schermo grafico - batteria interna ricaricabile - intensità massima 100 mA (200 mA pk-pk) - conforme a DDM 93/42/CEE Borsa per trasporto, 2 cavi connessione elettrodi con sdoppiatori, manuale* (GB, FR, IT, DE, ES), 8 elettrodi adesivi, batteria interna ricaricabile, caricabatteria. *PT su richiesta Dimensioni: 60x135x19 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

● 20 PROGRAMMI MEDICALI:

- Tens convenzionale (rapido)
- Tens endorfinico (ritardato)
- Tens ai valori massimi
- Antinfiammatorio
- Cervicalgia/cefalea miotensiva
- Lombalgia/sciatalgia
- Distorsioni/contusioni
- Vascolarizzazione
- Decontratturante
- Dolore mano e polso
- Stimolazione plantare
- Epicondilitis
- Epitrocleite
- Periartrite
- Ematomi
- Prevenzione atrofia
- Atrofia (recupero trofismo)
- Microcorrente
- Incontinenza da sforzo
- Incontinenza da urgenza

CLASSE DM

II A

CND

Z120601

EAN / GTIN

8019781471109

CODICE GEF

28370



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità, prezzo e documentazione di conformità su **GEFMEDICA.IT**
info@gefmedica.it · Tel. 0573 1944697

Scheda commerciale GEF Medica redatta su documentazione tecnica disponibile - verifica disponibilità e documentazione su gefmedica.it. Le specifiche possono variare; verificare IFU, etichetta e documentazione di conformità prima dell'utilizzo.

GEF Medica - GEF Company S.r.l. - Sede legale: Via Marzabotto 8/C, 51037 Montale (PT) - P.IVA 02024070472 - SDI M5UXCR1
info@gefmedica.it - Tel. 0573 1944697 - gefmedica.it