



ELETTRODI PREGELLATI 45x80 mm con cavo

Dispositivo medico

Classe I

Codice GEF (SKU) 28373

EAN / GTIN 8033003260265

Confezione 1

ELETTRODI PREGELLATI MONOUSO CON CAVO - latex free Elettrodi pregellati di facile applicazione grazie alla flessibilità del materiale di supporto al gel solido (che mantiene inalterate le proprietà conduttive ed adesive). Gli elettrodi sono dotati di un cavetto lungo 10 cm, con attacco femmina da 2 mm.

DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

CLASSE DM

I

CND

N010299

EAN / GTIN

8033003260265

CODICE GEF

28373



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697