

CAVI BLU E GIALLI, attacco maschio 2mm

Codice GEF (SKU) 28374

EAN / GTIN 8023279283747

Confezione 1

Cavi blu e giallo, 2 mm spina maschio - kit di 2 - ricambio



DATI REGOLATORI · DOCUMENTAZIONE GEF MEDICA

EAN / GTIN

8023279283747

CODICE GEF

28374



ASSISTENZA E DOCUMENTAZIONE

GEF Medica · verifica disponibilità,
prezzo e documentazione di
conformità su [GEFMEDICA.IT](https://www.gefmedica.it)
info@gefmedica.it · Tel. 0573
1944697